


**Rx ONLY**


Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner



Consult Instructions for Use

**MCEN643**

Wormald Suction Bipolar Forceps, Upcurved, 170 mm  
 Pince Bipolaire Aspirante Docteur Wormald, courbure vers le haut, 170 mm  
 Pinza per aspirazione bipolare, tipo Wormald, curv. in su, 170 mm  
 Bipolare Wormald-Zange zum Absaugen, nach oben gebogen, 170 mm  
 Fórceps bipolar de succión Wormald, curvadas hacia arriba, 170 mm  
 Wormald bipolaire zuigtang, opwaarts gebogen, 170 mm  
 Wormald bipolar sugetang, krum opad, 170 mm  
 Wormaldin bipolaariset imupihdit, kaareva ylös, 170 mm  
 Wormald sugbipolær pincett, oppåtbøyd, 170 mm  
 Pinça bipolar com aspiração Wormald, Curvatura para cima, 170 mm  
 Διπολική Λαβίδα αναρρόφησης Wormald, Καμπυλωμένη προς τα πάνω, 170 mm  
 Bipolarme kleszcze ssaka Wormald, ku górze, 170 mm / Wormaldova odsávací-bipolární pinzeta, zakřivená nahoru, 170 mm / Wormald elszívó-bipoláris csipesz, felfelé hajló, 170 mm / Wormald Emme Bipolar Forceps, Yukarı Kavisli, 170 mm / Bipolar Wormald-tang med sug, oppoverbøyd, 170 mm

**MCEN644**

Do not reuse

Wormald Suction Tip / Extrémité d'aspiration Wormald / Punta per aspirazione Wormald / Wormald Saugspitze / Punta de succión Wormald / Wormald-afzuigingsstip / Wormald sugspids / Wormald-imukarki / Wormald-sugspets / Ponta de aspiração Wormald / Άκρο αναρρόφησης Wormald / Końcówka ssaka Wormald / Odsávací hrot Wormald / Wormald-féle szívócsúcs / Wormald Emme Ucu / Wormald-sugetupp

**Precaution:** If the single use symbol is on the device label then this device is designed for single patient use only. Do not reuse, reprocess, or resterilize this product. Reuse, reprocessing, or reesterilization may compromise the structural integrity of the device and/or create a risk of contamination of the device, which could result in patient injury, illness, or death.

**Précaution:** Si le symbole d'usage unique est représenté sur l'étiquette du dispositif, cela signifie que ce produit est strictement réservé à l'usage d'un patient unique. Ne pas réutiliser, retraiter ni restériliser ce produit. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation du dispositif risque de compromettre son intégrité et/ou de le contaminer, ce qui peut entraîner des blessures, des maladies ou le décès du patient.

**Precauzione:** La presenza del simbolo monouso sull'etichetta del dispositivo indica che lo stesso è concepito per l'utilizzo su un singolo paziente. Non riutilizzare, rigenerare o risterrilizzare il prodotto. Ciò potrebbe compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o comportare un'eventuale contaminazione dello stesso, con potenziale rischio di lesioni, insorgenza di malattie o decesso del paziente.

**Vorsichtsmaßnahme:** Wenn das Gerät mit dem Symbol für den Einmalgebrauch gekennzeichnet ist, darf dieses Produkt jeweils nur bei einem Patienten eingesetzt werden. Dieses Produkt darf nicht wiederverwendet, aufbereitet oder reesterilisiert werden. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen und/oder ein Kontaminationsrisiko für das Produkt darstellen, was zu Verletzung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen kann.

**Precaución:** Si la etiqueta del dispositivo muestra el símbolo de un solo uso, el dispositivo está diseñado sólo para el uso en un solo paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice este producto. La reutilización, procesamiento o reesterilización del dispositivo puede poner en peligro su integridad estructural o generar riesgos de contaminación del mismo, que podrían provocar al paciente lesiones, enfermedades e incluso la muerte.

**Voorzorgmaatregel:** Indien het symbool voor eenmalig gebruik op het etiket van het instrument staat, dan is dit instrument uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Dit product mag niet opnieuw gebruikt, opnieuw verwerkt of opnieuw gesteriliseerd worden. Hergebruik, herverwerking of hersterilisatie kan de structurele integriteit van het instrument in gevaar brengen en/of een risico op besmetting van het instrument opleveren, wat zou kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.

**Forholdsregel:** Hvis der findes et symbol for engangsbrug på udstyrets mærkat, er dette udstyr kun beregnet til brug til en enkelt patient. Dette produkt må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan beskadige udstyrets struktur og/eller skabe risiko for forurening af udstyret, hvilket igen kan føre til patientskade, sygdom eller død.

**Varoitus:** Jos laitteen etiketissä on kertakäyttöisyyttä ilmaiseva symboli, laite on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön. Tällaista tuotetta ei saa käyttää, käsitellä eikä steriloida uudelleen. Laitteen uudelleenkäyttö, -käsitely tai -sterilointi saattaa vaurioittaa sitä ja/tai aiheuttaa laitteen kontaminoitumisen vaaran, mistä voi olla seurauksena potilaan vammautuminen, sairastuminen tai kuolema.

**Försiktighet:** Om symbolen för engångsbruk finns på produktens etikett är produkten avsedd för användning på endast en patient. Produkten får inte återanvändas, omarbetas eller omsteriliseras. Återanvändning, omarbetning eller omsterilisering kan äventyra enhetens integritet och/eller medföra risk för kontaminering av enheten, vilket kan resultera i patientskada, sjukdom eller dödsfall.

**Aviso:** Se o símbolo de uso único estiver no rótulo do dispositivo, então, este dispositivo foi concebido apenas para utilização num único doente. Não reutilize, reprocesse nem reesterilize este produto. Estes processos poderão comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou originar o risco de contaminação do dispositivo, o que poderá causar ferimentos, doença ou mesmo a morte do doente.

**Προφύλαξη:** Αν το σύμβολο μίας χρήσης βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευής, αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. Μην επαναχρησιμοποιήσετε, μην επανειξεργαστείτε και μην επαναποστειρώσετε αυτό το προϊόν. Η επαναχρησιμοποίηση, η επανειξεργασία ή η επαναποστείρωση ενδέχεται να υποβαθμίσει τη δομική ακεραιότητα της συσκευής ή/και να δημιουργήσει κίνδυνο μόλυνσης της συσκευής, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενή.

**Uwaga:** Jeżeli na etykietce urządzenia znajduje się symbol produktu jednorazowego, wówczas urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta. Niniejszego produktu nie wolno używać ponownie, przerabiać ani poddawać ponownej sterylizacji. Ponowne użycie, przerabianie lub sterylizacja może naruszyć strukturalną integralność urządzenia i/lub stwarzać ryzyko jego zanieczyszczenia, co z kolei może powodować obrażenia u pacjenta, jego chorobę lub zgon.

**Upozornění:** Je-li na štítku zdravotnického prostředku vyznačen symbol jednorázového použití, je tento prostředek určen pouze pro jednoho pacienta. Tento výrobek nepoužívejte opakovaně a neprovádějte jeho reprocesing (obnovu) nebo reesterilizaci. Opakované použití, reprocesing (obnova) nebo reesterilizace mohou narušit celistvost prostředku a nebo způsobit nebezpečí kontaminace prostředku, což může vést k poranění, onemocnění nebo smrti pacienta.

**Előírás:** Ha az eszköz címkéjén az egyszerűhasználatos jel szerepel, akkor ezt az eszközt kizárólag egy betegten történő használatra tervezték. Tilos a termék ismételt felhasználása, újrafeldolgozása vagy újraszterilizálása. Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újraszterilizálás során az eszköz szerkezete megrongálódhat és/vagy az eszköz szennyezetté válhat, ami a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

**Önlem:** Cihaz etiketi üzerinde tek kullanımlık olduğunu gösterir simge varsa, bu cihaz sadece tek bir hastada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünü yeniden kullanmayın, işleme tabii tutmayın veya sterilize etmeyin. Cihazın yeniden kullanılması, işleme tabii tutulması veya sterilize edilmesi, yasal bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve/veya cihazda, hastanın yaralanması, hastalanması veya ölümlüyle sonuçlanabilecek bir kontaminasyon riski oluşturabilir.

**Forsiktig:** Hvis symbolet for engangsbruk er på produktetiketten, er dette produktet laget for bruk på kun én pasient. Du må ikke rengjøre, reesterilisere eller bruke dette produktet flere ganger. Gjenbruk, rengjøring eller reesterilisering kan svekke produktets strukturelle integritet og/eller medføre fare for kontaminasjon av produktet, noe som igjen kan føre til skade, sykdom eller dødsfall hos pasienten.



Manufacturer:  
 Integra MicroFrance SAS  
 Le Pavillon • 03160 Saint Aubin Le Monial • France  
 integrafrance.com



Product complies with the requirements of directive 93/42/EEC

**Rx ONLY** Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner



Consult Instructions for Use

Detailed instructions for use are in the User's Guide NT058 Bipolar Electrosurgical Instruments. / Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur NT058 Instruments Bipolaires pour Electrochirurgie. / Istruzioni dettagliate per l'uso, sono reperibili nel Manuale dell'utente NT058 Strumenti elettrochirurgici bipolari. / Detaillierte Hinweise zum Gebrauch sind in der Gebrauchsanweisung enthalten NT058 Bipolare elektrochirurgische Geräte. / En la guía de usuario encontrará completas instrucciones NT058 Instrumentos electroquirúrgicos bipolares. / Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding NT058 Bipolaire elektrochirurgische instrumenten. / Detaljerede brugsanvisninger findes i brugervejledningen NT058 Bipolare elkirurgiske instrumenter. / Täydelliset ohjeet ovat Käyttäjän oppaassa NT058 Bipolaariset sähkökirurgialaitteet. / Detaljerade instruktioner för användning återfinns i bruksanvisningen NT058 Bipolära elektrokirurgiska instrument. / O Guia do Utilizador contém instruções detalhadas sobre a sua utilização NT058 Instrumentos electrocirúrgicos bipolares. / λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στον Οδηγό Χρήστη NT058 Διπολικά Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία. / Szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania zamieszczono w Instrukcji użytkownika NT058 Bipolarne przyrządy elektrochirurgiczne. / Podrobné pokyny k použiti jsou uvedeny v uživatelské příručce NT058 Bipolární elektrochirurgické nástroje. / A használatához részletes utasítások találhatók a Kezelési Útmutatóban NT058 Bipoláris elektrosebészeti eszközök. / Kullanım ile ilgili ayrıntılı talimatlar NT058 Bipolar Elektrocerrahi Aletler Kullanıcı Kılavuzunda yer almaktadır. / Du finner mer informasjon om bruk i bruksanvisningen for NT058 bipolare elektrokirurgiske instrumenter.

